

# 3696\_TERMOMETRO DIGITAL KELVIN


## FRONT PART

### 3696\_Termómetro Digital Kelvin Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

#### Descripción del Producto



#### Especificaciones

Rango de medidas: 32,2 a 43,2 grados Celsius  
Rango de precisión: +/2 0,2 grados Celsius  
Pila botón incluida LR41

#### Funcionamiento

- Presione el botón ON/OFF. El termómetro emitirá un pitido indicando que está listo para su uso. El termómetro recordará la última temperatura una vez a continuación, se mostrará LO°C y comenzará la lectura.
- Para el uso por vía oral, coloque el termómetro bajo la lengua como se indica. Mantenga la boca cerrada durante la lectura.



- Para uso axilar, asegúrese de tener la axila seca. Coloque el termómetro y mantenga el brazo pegado al cuerpo.
- La lectura será completada antes de un minuto y el termómetro emitirá un pitido repetidamente. Cuando la pantalla deje de parpadear y muestre una temperatura fija, habrá llegado a la temperatura máxima.
- Lea y grabe la temperatura.
- Presione el botón ON/OFF para apagar el termómetro. Se apagará automáticamente después de 10 minutos.

#### Cuidado y almacenamiento

- Use la funda de plástico para mantener el termómetro limpio.
- Lave el sensor metálico con alcohol isopropílico o agua jabonosa tibia, después de cada uso. Asegúrese de secarlo bien.
- Lave la sonda con agua jabonosa tibia, sin llegar a la pantalla, después de cada uso. Asegúrese de secarlo bien.
- Cuando la pantalla muestre " " o no aparezcan los dígitos correctamente, la batería estará agotada y necesitará ser reemplazada. Asegúrese que usa una pila de botón LR41.

#### Información importante

- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Para su uso con niños, hágalo con la supervisión de un adulto.
- No camine ni corra durante su uso.
- La temperatura corporal puede ser afectada por muchos factores, incluido el ejercicio, las bebidas frías o calientes antes de su uso, etc.
- La medición de la temperatura por vía oral y axilar puede variar en 0.5 grados Celsius aproximadamente.

#### Advertencias

- No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
- Evite caídas que le puedan generar daños serios.
- No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
- No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos electrónicos y/o electrónicos, estos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Importado por:  
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225  
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pùbli, Almería, Spain.


## BACK PART

### 3696\_Digital Thermometer Kelvin User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

#### Product Overview



#### Specifications

Measurement range: 32.2 to 43.2 degrees Celsius  
Measuring accuracy: +/2 0.2 degrees Celsius  
Button Battery included LR41

#### Operation

- Press the ON/OFF button. The thermometer will beep once indicating that it is ready to use. The display screen will show the last recorded temperature once and will display LO°C before taking the reading.
- For oral use, place the thermometer under the tongue as indicated below. Keep the mouth closed during reading.



- For an axillary reading, ensure the underarm is dry. Place the thermometer under the arm and bring the arm down against the body.
- The reading will be completed within one minute and the thermometer will beep repeatedly. When the display reading stops flashing and shows consistent temperature, the peak temperature has been reached.
- Read and record the temperature.
- Push the ON/OFF button to turn the unit off. The thermometer will shut off automatically after approximately 10 minutes.

#### Care and storage

- Use the plastic case to store the thermometer.
- Clean the metal tip with isopropyl alcohol or warm soapy water, after each use. Dry thoroughly.
- Wash the probe with warm soapy water after each use, keeping the LCD screen away from the water. Dry thoroughly.
- When the display shows " " or if the digits do not display correctly on the screen, the battery is exhausted and needs replacing. Replace with an LR41 button cell battery.

#### Important information

- Keep out of reach of children.
- Do not allow children to take their own temperature without adult supervision.
- Do not walk or run while taking temperature.
- The body temperature is affected by many factors including exercising, drinking hot or cold drinks prior to taking a reading, etc.
- Oral and axillary temperatures vary by approximately 0.5 degrees Celsius.

#### Warnings

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
- Keep out of reach of children.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Imported by:  
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225  
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pùbli, Almería, Spain.