

# 4655\_CEPILLO DIENTES BESOL

## FRONT PART

### 4655\_Cepillo Dientes Besol Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

#### Funcionamiento:

- Este cepillo de dientes tiene un cabezal especialmente diseñado para penetrar y limpiar los dientes en profundidad, respetando las encías. La flexibilidad de su pelo permite un cepillado de los dientes eficaz y agradable.
- Para evitar las salpicaduras, dejar el cepillo sobre los dientes antes de encenderlo. Pasar el cepillo durante algunos segundos sobre cada diente. Cepillar el exterior, el interior y las zonas de masticación de los dientes. No presionar fuerte, no frotar, dejar solamente al cepillo hacer el trabajo.
- El tiempo de cepillado recomendado por los dentistas es de 3 minutos.

#### Recomendaciones:

- La limpieza y el mantenimiento no deben ser efectuados por niños sin vigilancia.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- A excepción de las pilas, ningún elemento puede cambiarse; en caso de dañarse alguna pieza (cubierta, cabezal) es conveniente desecharlo.

- No sumergir el cuerpo del cepillo de dientes en agua ni en ningún otro líquido.
- Este producto funciona con 2 pilas AA/LR6.
- Introducir las pilas respetando los signos de polaridad indicados.
- Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
- No cortar o dañar las terminaciones de las pilas.
- No mezclar pilas nuevas con usadas o pilas diferentes y de marcas distintas.
- Retirar las pilas usadas y desecharlas apropiadamente.
- Retirar las pilas antes de desechar el producto.
- Retirar las pilas si no se va a utilizar el producto durante un tiempo prolongado.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.  
Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.



MADE IN PRC

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225  
Ctra. De Huerca-Óvera, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.

## BACK PART

### 4655\_Toothbrush Besol User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

#### Operation:

- This electric toothbrush has a head specially designed to penetrate into the inter-dental spaces while respecting gums. The flexibility of its bristle allows an effective teeth brushing.
- To avoid splatters, place the brush on your teeth before starting up the toothbrush. Then guide the brush slowly from a tooth to another one, insting a few seconds on the surface of every tooth. Brush the outside, then the inside of teeth and finally, the chewing surfaces. Do not press too hardly, do not rub, let simply the toothbrush does the work by itself.
- The brushing time recommended by the dentist is about 3 minutes.

#### Recommendation:

- The cleaning and maintenance must not be carried out by children without adult supervision.
- Children must not play with this device.
- Apart from the batteries, do not replace any element of this item; In the event of any piece being damaged (such us the casing or the head), it is advisable to dispose of the item.

- Do not immerse the body of the toothbrush in water or any other liquid.
- This product operates with 2 AA/LR6 batteries.
- Insert the batteries according to the polarity signs indicated.
- The batteries not rechargeable must not be recharged.
- Do not cut or damage the battery ends.
- Do not mix new batteries with use dones or different types of batteries and different brands.
- Remove exhausted batteries and dispose of them appropriately.
- Remove batteries before disposing the device.
- Remove batteries when item is not going to be used for a long period of time.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



MADE IN PRC

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225  
Ctra. De Huerca-Óvera, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.